



KENKO MEDICARE S.A.S.

Bienestar y Salud en Movimiento...

FICHA TÉCNICA

TUBO AL VACÍO TAPA LILA EDTA K2 DE 4,5 ml

Marca:	SOLU LAB
Producto:	<i>Tubo con K2EDTA (Ácido Etilen Diamino Tetracético Dipotásico), que inhibe el proceso de coagulación eliminando el calcio de la sangre. Reduce la activación plaquetaria protegiendo a las plaquetas durante el contacto de la sangre con la superficie interna del tubo, de esta forma estabiliza los Eritrocitos hasta 24 horas y las Plaquetas hasta 8 horas.</i>
Componentes:	<i>Tubo PET: Politereftalato de Etileno. Tapa Antideslizante De Seguridad Color Lila: Resina de polietileno de baja densidad (LDPE) Tapón: Goma de Butilo Anticoagulante: K2EDTA (Ácido EtilenDiaminoTetracéticoDipotásico) O EDTAK3</i>
Registro Sanitario:	INVIMA: 2018DM-0017733
Código:	1000050040
Volumen	4,5 ml
Tamaño:	13 mm x 75 mm
Empaque:	Gradilla x 100 Tubos; Cartón por 12 y 18 Gradillas
Manejo:	<i>Centrifugar por 10 a 15 minutos de 3000 a 3800 rpm. Mezclar por inversión de 5 a 8 veces.</i>
Vida útil del Producto:	24 Meses.
Almacenar:	<i>A temperatura ambiente, no almacenar, ni transportar con sustancias que liberen gases o vapores, evitar exposición directa al sol y a excesos de humedad.</i>

KENKO MEDICARE S.A.S.

Tel: 3176687701

4327887 - 4048797