



KENKO MEDICARE S.A.S.

Bienestar y Salud en Movimiento...

FICHA TÉCNICA

TUBO AL VACÍO TAPA ROJA DE 5 ml CON ACTIVADOR DE COÁGULO

Marca:	SOLU LAB
Producto:	<i>El tubo de coagulación se utiliza para la recolección de muestras de sangre en estudios de bioquímica médica e inmunología, que tiene ventajas tales como un amplio rango de temperatura de funcionamiento y una rápida coagulación sin fenómenos de precipitación de fibrina.</i>
Componentes:	<i>Tubo PET: Politereftalato de Etileno. Tapa Antideslizante De Seguridad color Rojo: Polietileno Tapón:Goma de Butilo Coagulante: Gel</i>
Registro Sanitario:	INVIMA: 2018DM-0017733
Código:	1000050060
Volumen	5 ml
Tamaño:	13 mm x 75 mm
Empaque:	Gradilla x 100 Tubos; Cartón por 12 y 18 Gradillas
Manejo:	<i>Centrifugar por 10 a 15 minutos de 3000 a 3800 rpm. Mezclar por inversión de 5 a 8 veces.</i>
Vida útil del Producto:	24 Meses.
Almacenar:	<i>A temperatura ambiente, no almacenar, ni transportar con sustancias que liberen gases o vapores, evitar exposición directa al sol y a excesos de humedad.</i>

KENKO MEDICARE S.A.S.

Tel: 3176687701

4327887 - 4048797